



**Skandinaviens første ønologiske  
laboratorium**

# Varekatalog 2024

Søg nærmere oplysning om varerne på hjemmesiden  
Find varer ved at bruge søgefunktionen  
øverst på hjemmesiden.

Bestil varer pr mail [salg@vinosigns.dk](mailto:salg@vinosigns.dk)

Spørg om varer, analyser og rådgivning på telefon  
20416249

VinoSigns.dk v/Carl-Henrik Brogren, CEO  
Biokemiker, mikrobiolog og ønolog  
Henningsens Alle 38, DK-2900 Hellerup

## Image

## Product

## Price

## Categories



CIP Syre - 1 L Doseringsflaske med STÆRKT Surt regøringsmiddel til vinbalonner, samt andre beholdere i glas og plast - (Lund Teknik, Danmark)

170,45 DKK

**Kategorier:** [Desinfektion](#), [Rengøring](#), [Vinificeringsudstyr](#)

**CIP Base 155**

Alkalisk CIP regøringsmiddel uden SDS (SLS-free)  
CIP rengøring, Dosering: 2,5-5% koncentrat, 40-50°C, 10-15 min, 10-15 min  
Færdigvæske: Dosering: 2,5-5% koncentrat, 5-10 min, 10-15 min  
Sikkerhedsadvarsel: Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støvet og dampen. Hvis støvet eller dampen kommer i øjnene, skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Hvis støvet eller dampen kommer på huden, fjern det umiddelbart og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Hvis støvet eller dampen kommer i munden, skyl munden grundigt med vand. Hvis støvet eller dampen kommer i åndedrætsorganerne, flyt den pårørende til frisk luft og søg lægehjælp. Se altid sikkerhedsdatabladet for detaljerede oplysninger.  
Lund Teknik  
Inklusive  
Indhold: 2,5 liter  
Målt i liter: 2,5 liter

CIP Base 155 - 2,5 L dunk med STÆRKT Alkalisk regøringsmiddel til ståltanke, fustager og andre beholdere i glas og plast -(Lund Teknik, Danmark)

295,45 DKK

**Kategorier:** [Desinfektion](#), [Rengøring](#), [Vinificeringsudstyr](#)

**CIP Base 155**

Alkalisk CIP regøringsmiddel uden SDS (SLS-free)  
CIP rengøring, Dosering: 2,5-5% koncentrat, 40-50°C, 10-15 min, 10-15 min  
Færdigvæske: Dosering: 2,5-5% koncentrat, 5-10 min, 10-15 min  
Sikkerhedsadvarsel: Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støvet og dampen. Hvis støvet eller dampen kommer i øjnene, skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Hvis støvet eller dampen kommer på huden, fjern det umiddelbart og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Hvis støvet eller dampen kommer i munden, skyl munden grundigt med vand. Hvis støvet eller dampen kommer i åndedrætsorganerne, flyt den pårørende til frisk luft og søg lægehjælp. Se altid sikkerhedsdatabladet for detaljerede oplysninger.  
Lund Teknik  
Inklusive  
Indhold: 2,5 liter  
Målt i liter: 2,5 liter

CIP Base 155 - 1 L Doseringsflaske med STÆRKT Alkalisk regøringsmiddel til ståltanke, fustager og andre beholdere i glas og plast - (Lund Teknik, Danmark)

143,75 DKK

**Kategorier:** [Desinfektion](#), [Rengøring](#), [Vinificeringsudstyr](#)



Manometer - vandret monteret - med forskellige måleområder til fustager, kegs, Charmat tryktanke, aphrometre, PRV ventiler, pumper og filtreringsudstyr m.v. (VinoSigns, AO og EuroTech Ebeltoft Aps, Danmark)

125,00 DKK

**Kategorier:** [Charmat fremstilling](#), [Hydropresse](#), [Vinificeringsudstyr](#)

# INDEX

## C

CIP Base 155 - 1 L Doseringsflaske med STÆRKT Alkalisk regøringsmiddel til ståltanke, fustager og andre beholdere i glas og plast -(Lund Teknik, Danmark) 2

CIP Base 155 - 2,5 L dunk med STÆRKT Alkalisk regøringsmiddel til ståltanke, fustager og andre beholdere i glas og plast -(Lund Teknik, Danmark) 2

CIP Syre - 1 L Doseringsflaske med

STÆRKT Surt regøringsmiddel til vinbalonner, samt andre beholdere i glas og plast -(Lund Teknik, Danmark) 2

## M

Manometer - vandret monteret - med forskellige måleområder til fustager, kegs, Charmat tryktanke, aphrometre, PRV ventiler, pumper og filtreringsudstyr m.v. (VinoSigns, AO og EuroTech Ebeltoft Aps, Danmark) 2